



ТУ 9396-042-00149535-2008, РУ № ФСР 2008/03693, ИСО 9001:2008

Массажный коврик предназначен:

- для массажа рефлекторных зон стопы;
- для лечения и профилактики плоскостопия;
- для укрепления связочно-мышечного аппарата голеностопного сустава;
- для нормализации кровоснабжения нижних конечностей;
- для релаксации и снятия нервного напряжения.

Рекомендуется для индивидуального использования детьми и взрослыми в домашних условиях, медицинских центрах, лечебно-профилактических и спортивно-оздоровительных учреждениях.

Эксплуатация

Перед применением коврик следует промыть моющим средством, затем ополоснуть проточной водой.

Хранение

Коврик следует хранить в помещении при температуре от 0 до 25 С, относительной влажности воздуха не выше 80%, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Коврик не должен подвергаться действию масел, кислот, щелочей, растворителей и других веществ, разрушающих резину.


Размер: 265x280 мм.

Материал: резина.

Гарантийный

срок годности коврика:

3 года со дня изготовления.



ОАО "Объединение Альфапластик" Россия, 107150, Москва
4-й проезд Подбельского д.3. Тел (495) 603-28-27, 603-28-29

www.alphaplastic.ru